

« *MASSAGE-PRO* »

NOTICE D'UTILISATION ET DE PRECONISATION

Distribué par www.store-boutique.com

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du « *Massage-Pro* » et nous vous prions de lire attentivement les présentes préconisations avant l'utilisation de votre appareil.

La notice a été élaborée de manière à ce que l'utilisateur bénéficie d'un usage efficace et en toute sécurité.

« *Massage-Pro* » peut déclencher sa programmation automatique de mise en sécurité en cas d'usage trop intensif ou dans le cas où l'appareil demeurerait en activité pendant une longue période en votre absence.

Merci de débrancher l'appareil, de bien attendre son refroidissement complet avant sa remise en activité.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Input : 100-240V AC 50/60Hz

Output : 12V DC 2.5A

Power consumption : 30W

Rated time: 8 mins

IMPORTANT

Lire avec la plus grande attention les présentes instructions.

**STOPPER IMMEDIATEMENT LE MASSAGE SI VOUS SENTEZ UNE QUELCONQUE
GENE, INDISPOSITION OU INCOMMODITE !**

- Veillez à ce que l'appareil soit bien éteint avant tout branchement.
- Ne pas laisser l'appareil branché s'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas votre appareil dans des conditions d'extrême de chaleur ou dans un environnement saturé d'humidité.
- N'utilisez pas votre appareil dans une baignoire.
- Si les connections sont endommagés, si l'appareil a été projeté, qu'il soit visiblement cassé ou tombé dans l'eau, il est recommandé de ne pas employer l'appareil qui pourrait ne pas fonctionner correctement, faire un mauvais travail ou provoquer des dommages.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil « *Massage-Pro* », ni le faire faire par une personne non autorisée.
- Stoppez l'utilisation si des symptômes ou un inconfort inhabituel apparaissent.
- Ne faites pas usage de l'appareil si vous êtes enceinte ou pendant vos périodes de menstruation.
- Il est recommandé de consulter votre médecin avant l'emploi de l'appareil si vous avez des problèmes de santé particuliers ou des questions sur les contre-indications.
- Ne pas remplacer pièces ou partie de l'appareil avec des pièces d'un modèle différent ou d'une autre marque.
- Conservez l'appareil hors d'eau de manière à ce que les composants électriques demeurent intacts même si l'appareil est débranché.
- Ne pas ranger ni laisser votre appareil là où il pourrait tomber dans l'eau ou tout autre liquide, comme près d'un évier ou une baignoire.
- Pour éviter tout risque de surchauffe, d'incendie et d'électrocution ne laissez pas votre appareil allumé ou branché s'il n'est pas utilisé.
- Utilisez les accessoires recommandés par la marque d'origine et suivez les instructions préconisées et les conseils d'utilisation.
- N'utilisez pas « *Massage-Pro* » sur les animaux

ZONES D'APPLICATION

Les épaules et les omoplates
Le ventre et les abdominaux
Les hanches et les fessiers
Les cuisses et les mollets

MODE D'EMPLOI

- 1- Branchez la télécommande avec le câble d'alimentation
- 2- Placer la ceinture sur la zone du corps que vous souhaitez traiter et assurez-vous qu'elle est confortablement appliquée.
- 3- Si la sangle de la ceinture est trop courte, employez l'accessoire de rallonge de sangle.
- 4- Allumez la télécommande en appuyant sur le bouton « set ». La télécommande est en programme « automatic mode » (led vert affiché)
- 5- Pressez une fois le bouton « set » pour passer en « manual mode » (led rouge affiché). Pour les deux modes, chaque session est programmée à 8 minutes.
- 6- En mode manuel pressez les boutons « + » ou « - » pour ajuster la vitesse de travail (5 niveaux).
- 7- Appuyez sur le bouton « timer » pour démarrer les séquences de travail.
- 8- La température est programmée à 35 degrés pendant 15 minutes. Pressez sur « timer » pour changer le programme : 1 fois= 15 mn, 2 fois= 30 mn, 3 fois= 50 mn, 4 fois= stoppe les séquences.
- 9- La séquence est programmée à 35 degrés. Pressez sur le bouton « temp » pour changer la fonction chauffante : 1 fois= 40°, 2 fois= 45°, 3 fois= retour à 35°
- 10- Débranchez le « plug » d'alimentation quand la télécommande n'est pas en fonction.

*« *Massage-Pro* » peut déclencher sa programmation automatique de mise en sécurité si le programme est exploité intensivement pendant une longue période. Veuillez attendre le refroidissement complet de l'appareil avant sa remise en activité.

MAINTENANCE ET STOCKAGE

- Débranchez complètement l'appareil.
- Rangez le « *Massage-Pro* » dans un endroit hors d'humidité et dans un lieu où la température ne soit pas élevée.
- Ne posez aucun objet lourd sur la télécommande.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil et vous assurez qu'il soit bien asséché avant tout emploi.

INSTRUCTION DE SECURITE

- « *Massage-Pro* » peut déclencher sa programmation automatique de mise en sécurité si le programme est exploité intensivement pendant une longue période. Veuillez attendre le refroidissement complet de l'appareil avant sa remise en activité.
- Veillez à ce que l'appareil soit bien débranché s'il n'est pas utilisé.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil « *Massage-Pro* », ni le faire faire par une personne non autorisée.
- N'utilisez pas l'appareil si les connections électriques sont endommagées.
- N'utilisez pas votre appareil dans des conditions d'extrême de chaleur ou dans un environnement saturé d'humidité.
- Stoppez l'utilisation si des symptômes ou un inconfort inhabituel apparaissent.
- Ne faites pas usage de l'appareil si vous êtes enceinte ou pendant vos périodes de menstruation.

- Il est recommandé de consulter votre médecin avant l'emploi de l'appareil si vous avez des problèmes de santé particuliers (insuffisance cardiaque, tumeurs, plaies...) ou toute autre question sur les contre-indications.
- Ajustez avec soin la programmation de l'appareil et qu'il en accord avec votre corps et ses besoins.
- Il est recommandé de prendre des temps de repos avant réemploi immédiat de l'appareil.